



Non-Stick Bipolare Pinzetten

Non-Stick Bipolar Forceps

Quality you can rely on.

NON-STICK BIPOLARE PINZETTEN

Hightech Pinzetten zum attraktiven Preis

Bis heute stellt das Verkleben der Branchen beim Koagulieren mit bipolaren Pinzetten ein großes Problem für den Operateur dar. Unsere **NON-STICK Bipolare Pinzetten** lösen dieses Problem effektiv und langfristig.

Vorteile:

- Kein Verkleben durch Arbeitsteile aus massivem Silber mit Goldüberzug
- Präzises Arbeiten ohne Unterbrechungen
- Perfekte Parallelführung durch Stopp-Führungsstift
- Flächiges Koagulieren durch Perfect-Grip-Arbeitsteil
- Autoklavierbar
- Passend für alle gängigen HF-Systeme durch Standard-Anschluss
- Qualität made in Germany

Funktion:

- Punktuelle Überhitzungen werden vermieden. Das Gewebe löst sich leicht von der Pinzette.
- Diese Eigenschaften bleiben bei ordnungsgemäßer Anwendung über die gesamte Lebensdauer des Instrumentes erhalten.

NON-STICK BIPOLAR FORCEPS

High-tech forceps for a low-tech price

An adhesion when coagulating with bipolar forceps is a big problem for the surgeon. Our **NON-STICK bipolar forceps** solve this problem easily and reliably.

Advantages:

- No adhesion due to gold plated solid silver tips
- Precise working without interruptions
- Perfect parallel motion through guide pin
- Parallel tips giving optimal coagulation
- Autoclavable
- Standard adapter grants compatibility to all current HF systems
- Quality made in Germany

Function:

- No punctual overheating – Tissue detaches easily from forceps.
- With correct usage these characteristics remain over the entire life span of the instrument.



Bipolare Pinzette, gerade, Führungsstift
Bipolar forceps, straight, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-100-16	16 cm	0,5 mm
80-100-19	19,5 cm	0,5 mm
80-101-16	16 cm	1,0 mm
80-101-19	19,5 cm	1,0 mm
80-101-22	22 cm	1,0 mm
80-103-16	16 cm	2,0 mm
80-103-19	19,5 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, gerade, Spitze gewinkelt, Führungsstift
Bipolar forceps, straight, angled tip, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-105-16	16 cm	0,5 mm
80-105-19	19,5 cm	0,5 mm
80-106-16	16 cm	1,0 mm
80-106-19	19,5 cm	1,0 mm
80-107-16	16 cm	2,0 mm
80-107-19	19,5 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, bajonett, Führungsstift
Bipolar forceps, bayonet, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-110-16	16 cm	0,5 mm
80-110-19	19,5 cm	0,5 mm
80-111-16	16 cm	1,0 mm
80-111-19	19,5 cm	1,0 mm
80-112-16	16 cm	2,0 mm
80-112-19	19,5 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette nach Meuser, 60° gebogen, Führungsstift
Bipolar forceps Meuser, 60° curved, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-121-18	18 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, bajonett, Spitze nach oben gewinkelt, Führungsstift
Bipolar forceps, bayonet, tip upwards angled, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-118-19	19,5 cm	1,0 mm
80-119-19	19,5 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, kniegebogen, extra fein,
0,3 mm, Führungsstift

Bipolar forceps, angled, very fine,
0.3 mm, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-123-16	16,5 cm	0,3 mm



Bipolare Pinzette, bajonett, Führungsstift
Bipolar forceps, bayonet, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-125-03	25 cm	0,3 mm
80-125-07	25 cm	0,7 mm
80-125-12	25 cm	1,2 mm
80-125-20	25 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, bajonett, Spitze
nach unten gewinkelt, Führungsstift
Bipolar forceps, bayonet, tip downwards angled,
guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-128-03	25 cm	0,3 mm
80-128-07	25 cm	0,7 mm
80-128-12	25 cm	1,2 mm
80-128-20	25 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, bajonett, Spitze
nach oben gewinkelt, Führungsstift
Bipolar forceps, bayonet, tip upwards angled,
guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-127-03	25 cm	0,3 mm
80-127-07	25 cm	0,7 mm
80-127-12	25 cm	1,2 mm
80-127-20	25 cm	2,0 mm



Bipolare Pinzette, bajonett, Spitze nach oben
gewinkelt, lange Spitze, Führungsstift
Bipolar forceps, bayonet, tip upwards angled,
long tip, guide pin

Art. Nr./No.	Länge / Length	Spitze / Tip
80-129-12	25 cm	1,2 mm